



MAAK KENNIS MET

Mobi

actief / passief bewegingstrainer



Mobi

actief / passief bewegingstrainer



THERA
TRAINER

Thera trainer heeft haar kleinste bewegingstrainer de 'Thera fit' in 2016 opnieuw ontworpen. Alles is vernieuwd; de onderhuidse techniek is verder geperfectioneerd, een moderne behuizing met fantastische look en feel en een mooie en duidelijk leesbare afstandsbediening. Ook de naam is nieuw: **Mobi**
De enige kleine bewegingstrainer met professionele techniek.
Voor vele jaren onbezorgd, dagelijks gebruik ontworpen, door dé professionals.

LevareCura
hoofdimporteur Thera trainer Nederland

info@levarecura.nl
www.levarecura.nl

LICHT

De mobi weegt -ondanks zijn krachtige 100W motor- slechts 12 kilogram

Mobi

actief / passief bewegingstrainer



TRAINER.....

Mobi is je personal trainer die altijd klaar staat voor de dagelijkse training



Mobi

actief / passief bewegingstrainer

HANDIG.

De mobi is twee in één: onder- én bovenlichaamstrainer

Mobi

actief / passief bewegingstrainer



Mobi

actief / passief bewegingstrainer



MOBIEL . . .

Voor het transport van de mobi is deze slimme draagtas ontworpen



Mobi

actief / passief bewegingstrainer

Prijs

Op aan vraag

Inhoud van de levering

Een Thera trainer Mobi wordt geleverd met:
Voetschalen / Handgrepen / Bediening: 2'7" kleurendisplay

Opties

Hand / polsbanden
Draagtas

Specificaties

Afmetingen	L 50 B 46-65 H 43 cm
Gewicht	12,1 Kg
Motor vermogen	100 Watt
Gebruikers gewicht	max. 140 Kg.
Gebruikers lengte	110 - 200 cm
Training type	passief / actief
Voetschalen	Eenvoudig verwisselen met handgrepen
Voetfixatie	Met klittenband en individueel aanpasbaar
Handgrepen	Ergonomisch op drie posities
Bediening	Kleuren display afstands bediening
Kenmerken	Start Stop / duidelijke symbolen / lichte toetsen
Data	Training parameters, tijd, afstand, calorieën, draairichting, rotaties, weerstand.
Weerstand	De weerstand kan in 16 oplopende stappen worden ingesteld
Rotaties	Passieve (door motor aangedreven) rotaties 0-60 per min.
Draai richting	Voorwaarts en achterwaardse rotatie
Tijd	Tijd kan ingesteld van 1-180 min.
Uitlezen	Na training worden calorieën en km van de sessie weergegeven.

Extra informatie

Noodstop
Block - Spasme modus
CE gekeurd klasse: medische apparaten -mag worden gebruikt in medische omgeving-
In hoogte verstelbaar
Ultra stille motor
Motorkracht van 2-8 Nm
Uitlezen aantal gebruiksuren mogelijk

Nederlandstalige gebruiksaanwijzing



APPROVAL FOR MEDICAL DEVICES

Brengt u in beweging !



Mail ons nu !

klik hier

LevareCura

hoofdimporteur Thera trainer Nederland
0578 - 66 11 20
info@levarecura.nl
www.levarecura.nl