

Beleid overwegingen t.a.v. wassen en douchewagen

In veel gevallen is de douchewagen verre van ideaal. Deze is glad, koud en als de cliënt met ondersteuning in bed ligt moet alle ondersteuning weggehaald worden. Daardoor creëer je spierspanning. De transfer en het rijden is zowel voor de cliënt én de medewerker niet wenselijk. Het gaat gepaard met aanzienlijke fysieke belasting voor beide. Vanuit de zorg en de PDL wordt daarom altijd gekeken naar de meerwaarde van het douchen op een douchewagen omdat het totale proces in verhouding te veel energie kan kosten.

Douchen in bed is een mooi alternatief omdat de cliënt in bed blijft, zonodig met ondersteuning. De eigen ondersteuningsmodules (onder de waterdichte cover geplaatst) of de float kussens zijn daarvoor geschikt. Afhankelijk van de situatie zijn de vacuüm kussens een optie voor ondersteuning tijdens de douchebeurt.



Levering & Garantie

De Shine wordt geleverd inclusief:
Instructie
Gebruiksaanwijzing
Service & Support
Garantie: 2 jaar



DOUCHEN IN BED

De beleving van douchen in bed is een aangename ervaring voor bedlegerige patienten. Het Wash-In-Bed systeem.

MOBIEL

Het systeem kan autonoom worden ingezet en moeiteloos worden verplaatst. De patient hoeft niet op een douchewagen getransfereerd te worden.



SHINE



KENMERKEN

Autonoom

DE SHINE heeft een oplaadbare batterij met voldoende vermogen voor tenminste drie wasbeurten. De bewegingsvrijheid en effectiviteit neemt aanzienlijk toe.

Hygiëne

Het zelf-reinigend systeem zorgt voor optimale hygiëne en bespaart daarmee veel tijd. Eenvoudig aan het einde van de werkdag het zelf reinigend programma aanzetten en de SHINE doet de rest.

Veilig

De professionele temperatuur regeling en controle systeem garandeert dat de temperatuur nooit meer dan 0,5° afwijkt van de ingestelde temperatuur. Dat waarborgt veiligheid en comfort voor de patient.

Duidelijke bediening

Dankzij het grote, goed leesbare display is de bediening heel duidelijk en voor de hand liggend. Geen ingewikkelde menu's of te kleine en onleesbare informatie.

Testwasbakje

Het handige wasbakje biedt de mogelijkheid om voor het douchen de temperatuur van het water met de hand te voelen



Wassen met water

Er gaat niets boven wassen met warm stromend water. De waterdichte cover is gemaakt van zacht aanvoelend, disposable materiaal. Het water wordt meteen afgevoerd via de in de Shine ingebouwde afvoer zodat de patiënt niet in een afkoelend laagje water komt te liggen.

Drogen

De SHINE heeft een eigen aansluiting voor een professionele lucht droger. Drogen met lucht in plaats van handdoeken kan voor sommige patiënten noodzakelijk zijn.



Zelf-reinigend programma

Zelf schoonmaken is niet nodig dankzij het zelf-reinigingssysteem. Eenvoudig aan het einde van de werkdag het programma selecteren en de SHINE doet zelf de rest.



Demonstraties & proefplaatsing

Ben jij geïnteresseerd en wil je een demonstratie, eventueel met een proefplaatsing? Dat kan! Maak een afspraak voor een vrijblijvende demonstratie

Medische Certificering MDR

De SHINE Wash-In-Bed is medische klasse I gecertificeerd en voldoet aan de richtlijnen zoals omschreven in de MDR. Download de certificaten op onze website.